



Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház
ALAPÍTVÁ: 1870

Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház

Központi Laboratórium, 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.

Tel: +36(32)522-058; +36(32)522-000/2263

E-mail: labor@szlmlk.hu

Laboratóriumvezető: Bokros Csaba mb. osztályvezető

ÁLTALÁNOS LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATKÉRŐLAP

Beteg neve:		TAJ száma:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Születési neve:		Neme:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Születési ideje:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Anyja neve:		Térítési kategória:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Lakcíme:		Pecsétszám:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefonszáma:		Beküldő megnevezése:		Orvosi pecsét aláírás									
Beküldő kódja:		Beküldő (orvos):											
Diagnózis (BNO):		Mintavétel ideje:											
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>										
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>										
Mintaátvétel ideje:		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

KLINIKAI KÉMIA - géles vagy natív cső (piros kupak)

<input type="checkbox"/>	Nátrium	<input type="checkbox"/>	Fehérje ELFO	<input type="checkbox"/>	Vércukor terhelés ³ (75g glükóz)
<input type="checkbox"/>	Kálium	<input type="checkbox"/>	IgA	<input type="checkbox"/>	Vércukor 0 perc
<input type="checkbox"/>	Klorid	<input type="checkbox"/>	IgG	<input type="checkbox"/>	Vércukor 30 perc
<input type="checkbox"/>	Kalcium	<input type="checkbox"/>	IgM	<input type="checkbox"/>	Vércukor 60 perc
<input type="checkbox"/>	Foszfát	<input type="checkbox"/>	Haptogloblin	<input type="checkbox"/>	Vércukor 90 perc
<input type="checkbox"/>	Magnézium	<input type="checkbox"/>	Ammónia ²	<input type="checkbox"/>	Vércukor 120 perc
<input type="checkbox"/>	Vas	<input type="checkbox"/>	CK	<input type="checkbox"/>	Vércukor 180 perc
<input type="checkbox"/>	Szolubilis transferrin	<input type="checkbox"/>	CK-MB	<input type="checkbox"/>	Vércukor 240 perc
<input type="checkbox"/>	Ferritin	<input type="checkbox"/>	LDH	<input type="checkbox"/>	Inzulin terhelés ³ (75g glükóz)
<input type="checkbox"/>	Koleszterin	<input type="checkbox"/>	GOT (AST)	<input type="checkbox"/>	Inzulin 0 perc
<input type="checkbox"/>	HDL- koleszterin	<input type="checkbox"/>	GPT (ALT)	<input type="checkbox"/>	Inzulin 30 perc
<input type="checkbox"/>	LDL-koleszterin	<input type="checkbox"/>	GGT	<input type="checkbox"/>	Inzulin 60 perc
<input type="checkbox"/>	Triglicerid	<input type="checkbox"/>	Alkalikus foszfatáz	<input type="checkbox"/>	Inzulin 90 perc
<input type="checkbox"/>	Vércukor	<input type="checkbox"/>	Amiláz	<input type="checkbox"/>	Inzulin 120 perc
<input type="checkbox"/>	Glikált hemoglobin-EDTA-s cső	<input type="checkbox"/>	Lipáz	<input type="checkbox"/>	Inzulin 240 perc
<input type="checkbox"/>	Totál bilirubin	<input type="checkbox"/>	CRP	<input type="checkbox"/>	Vércukor (étkezések előtt és után)
<input type="checkbox"/>	Direkt bilirubin ¹	<input type="checkbox"/>	AST	<input type="checkbox"/>	Vércukor RE
<input type="checkbox"/>	Karbamid	<input type="checkbox"/>	RF	<input type="checkbox"/>	Vércukor RU
<input type="checkbox"/>	Kreatinin	<input type="checkbox"/>	Fruktózamin	<input type="checkbox"/>	Vércukor EE
<input type="checkbox"/>	Húgysav	<input type="checkbox"/>	Bikarbonát	<input type="checkbox"/>	Vércukor EU
<input type="checkbox"/>	Összfehérje	<input type="checkbox"/>	Ozmolalitás	<input type="checkbox"/>	Vércukor VE
<input type="checkbox"/>	Albumin	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Vércukor VU
<input type="checkbox"/>	A/G	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Vércukor 04 órás
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Vércukor 24 órás
HEMATOLÓGIA – EDTA-s cső			HEMOSZTÁZIS – citrátos cső		
<input type="checkbox"/>	Teljes vérkép	<input type="checkbox"/>	Prothrombin – INR	<input type="checkbox"/>	Thrombin idő
<input type="checkbox"/>	Retikulocyta	<input type="checkbox"/>	APTI	<input type="checkbox"/>	Heparin meghat.(FX gátlási teszt)
<input type="checkbox"/>	Sülyedés – citrátos cső	<input type="checkbox"/>	Fibrinogén	<input type="checkbox"/>	Fibrin monomer (FM teszt)
<input type="checkbox"/>	Methemoglobin	<input type="checkbox"/>	D-dimer	<input type="checkbox"/>	LA-s (Lupus anticoag.szűrő)

¹ A vizsgálatot a laboratórium automatikusan felveszi, ha a totál bilirubin értéke nagyobb vagy egyenlő, mint 34 µmol/l.

² Előhűtött EDTA-s cső jeges vízben!

³ A vizsgálatot csak abban az esetben végezzük el, ha az éhgyomri vércukorszint értéke kisebb, mint 7,1 mmol/l.

IMMUNKÉMIAI VIZSGÁLATOK - géles vagy natív cső (piros kupak)			
TSH		Testosztéron	Inzulin
fT3		Prolactin	D3 vitamin
fT4		Prolactin 60 perc	Troponin T high sens
aTPO		Prolactin 120 perc	proBNP NT ⁵
TRAB		Kortizol ⁴	IgE
B12 vitamin		DHEA-szulfát	aCCP
Folsav		Parathormon - EDTA-s cső	Prokalcitonin
FSH		Osteocalcin	C-peptid
LH		Kollagén keresztkötődés	Interleukin-6
Progesteron		ACTH reggel ²	
Oestradiol		ACTH éjszaka ²	
TUMORMARKEREK - géles vagy natív cső (piros kupak)			
CEA		CA 19-9	NSE
CA 15-3		PSA	AFP
CA 125		S100	CYFRA 21-1
HE-4		CA72-4	béta-HCG
VIZELET			
Általános vizelet üledékkel (reggeli első)		Vizelet karbamid (gyűjtött)	
Általános vizelet üledék nélkül (reggeli első)		Vizelet kreatinin (gyűjtött)	
ACR (Vizelet mikroalbumin/kreatinin hányados)		Vizelet húgysav (gyűjtött)	
PCR (Vizelet összfehérje/kreatinin hányados)		Vizelet kreatinin-clearance (gyűjtött)	
Vizelet kalcium (reggeli első)		Vizelet összfehérje (gyűjtött)	
Vizelet foszfát (reggeli első)		Vizelet mikroalbumin (gyűjtött)	
Menotest (reggeli első)		Vizelet ELFO (gyűjtött)	
Vizelet amiláz (friss vizelet)		Vizelet aceton (gyűjtött)	
Vizelet kalcium/kreatinin hányados (második viz.)		Vizelet aceton nappal (gyűjtött)	
Vizelet nátrium (gyűjtött)		Vizelet aceton éjszaka (gyűjtött)	
Vizelet kálium (gyűjtött)		Vizelet cukor (gyűjtött)	
Vizelet kalcium (gyűjtött)		Vizelet cukor nappal (gyűjtött)	
Vizelet foszfát (gyűjtött)		Vizelet cukor éjszaka (gyűjtött)	
		Vizelet ozmolalitás	
Gyűjtött vizelet esetén kérjük megadni: gyűjtött mennyiség:.....ml, gyűjtési idő:.....óra.....perc			
SZÉKLET		GYÓGYSZEREK - géles vagy natív cső (piros kupak)	
Széket vér 1		Humán hemoglobin 1	Digoxin
Széket vér 2		Humán hemoglobin 2	Carbamazepin
Széket vér 3		Humán hemoglobin 3	Valproinsav
		Clostridium difficile - CDF	Lítium
SPEC. VIZSGÁLATOK-géles vagy natív cső (piros kupak)		TESTFOLYADÉK NEVE:	
Se β2 mikroglobulin		üledék	
ANA szűrő		amiláz	
Helicobacter IgA, IgG		lipáz	
		fehérje	
SZEROLÓGIA - géles vagy natív cső (piros kupak)		IZÜLETI FOLYADÉK	
TPHA		üledék	
RPR		fehérje	
LE-teszt		RF	
Paul-Bunnell			
EGYÉB KÉRÉSEK			
CAPD folyadék		Hüvelykenet	
PET		Ziehl-Neelsen festés - ZNF (köpet)	
Nyelvkaparék gomba		EPE üledék	

²Előhűtött EDTA-s cső jeges vízben!

⁴A mintavétel idejét kérjük feltüntetni!

⁵Megállapodás szerint jogosultak kérhetik.

A szükséges vizsgálatot kérjük a vizsgálat neve előtti oszlopban X-el jelölni, mert csak az egyértelműen megjelölt vizsgálatokat végezzük el!